


## Dräger DCD 5000 Colector de Saliva

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas:  
Dräger DCD 5000 no solo permite recoger fácilmente muestras de saliva,  
sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio para su  
análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el trayecto.



## Ventajas

---

### Ultrafiltrado de sangre

La saliva es un ultrafiltrado de la sangre establecido en los diagnósticos químicos clínicos. Las muestras de saliva están aprobadas como muestra para la detección y el diagnóstico del abuso de una sustancia.

---

### Control sin interrupciones

El control continuo de muestras con el método basado en saliva es más fácil que el método con muestras de orina ya que se evita la manipulación por parte del individuo que se somete a la prueba.

---

### Fácil, higiénico y seguro

El resultado preliminar de la prueba se confirma mediante un análisis eficaz en laboratorio. El almacenamiento, transporte y recuperación de la muestra no deben deteriorar el resultado del análisis y, por medio de la palanca de eyección, se consigue el traspaso del colector al tubo de conservación y transporte de una manera totalmente higiénica.

---

### Conservación sin frío

Gracias a su Bufer especial para conservación, es posible su almacenamiento y transporte sin necesidad de mantener la cadena de frío.

## Accesorios



ST-13219-2007

### Kits de pruebas Dräger DrugTest® 5000

Ref.: 83 23 439 para COC, OPI, THC, ANF, MET

Ref.: 83 19 830 para COC, OPI, BZO, THC, ANF, MET

Ref.: 83 23 156 para COC, OPI, BZO, THC, ANF, MET, MTD

Ref.: 83 26 646 para COC, OPI, BZO, THC, ANF, MET, MTD, KET

## Productos relacionados



D-54720-2012

### Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.

## Información para pedidos

|   | Unidad de empaquetado  | Referencia |
|---|--|------------|
| Kit recolector de muestras<br>Dräger DCD 5000 | 10 colectores de saliva con 10 tubos de conservación y transporte para envío sin cadena de frío. | 83 26 300  |

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Alemania

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### SEDE REGIONAL

#### PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.  
Business Park, Torre V, piso 10  
Av. De la Rotonda  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### VENTAS INTERNACIONALES

#### ARGENTINA

Drager Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

#### CHILE

Av. Presidente Eduardo Frei  
Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 - 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente.safety@draeger.com](mailto:atencionalcliente.safety@draeger.com)

### MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

